




Medline International Germany GmbH
 Medline Strasse 1-3
 47533 Kleve, Germany
 Tel : +49 (0)2821-7510-0
 Fax: +49 (0)2821-7510-7802

www.medline.com/de



Invisishield®

Imprägnierte Inzisionsfolien

Beschreibung

Inzisionsfolie, selbstklebend, aus weicher und atmungsaktiver Polyurethan-Folie, bei der die Jodophoren langsam und kontinuierlich freigesetzt werden .

Artikelnummer	Abmessungen (cm)	Klebefläche (cm)	St./Spenderbox	St./Karton
42020P	20 x 20	15 x 20	20	120
44040P	40 x 40	34 x 40	15	90
47045P	70 x 45	60 x 45	15	90
47060P	70 x 60	60 x 60	10	60
47080P	70 x 80	60 x 80	10	60
48060P	80 x 60	60 x 60	10	60
48080P	80x 80	70 x 80	10	60

Basismaterialien

Polyurethan-Folie
 Medizinischer Acrylklebstoff

Verpackung

Peel Pouch aus Aluminium
 Die Anzahl Spenderboxen pro Karton ist abhängig von der Größe der Inzisionsfolie .

Hersteller

TIASET VIA BOTRIOLO 71 CASTELFRANCO PIANDISCO' 52026 AREZZO Italy

Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG
 MPG Klasse: III Steril



Latexfrei



STERILE R



0373

© 2020 Medline Industries Inc. oder eine ihrer Niederlassungen. Alle Rechte vorbehalten.
 TDS_Iodine_Incise_drapes_DE02