


Nahtmaterial für den

# HAUTVERSCHLUSS

Chirurgisches  
Nahtmaterial



**SERAG**  
**WIESSNER**



## Überzeugend bis ins Detail

Jahrzehntelange  
Erfahrung

Hightech und Handarbeit

SERAG-WIESSNER steht seit annähernd 150 Jahren für chirurgisches Nahtmaterial von höchster Qualität. Als ältester deutscher Hersteller vereint das Unternehmen jahrzehntelange Tradition mit modernster Technik. Hochpräzise automatische Fertigungstechnologien werden mit der zuverlässigen und gewissenhaften Tätigkeit erfahrener Mitarbeiter kombiniert. Zudem wird seit jeher eine intensive Zusammenarbeit mit praktizierenden und forschenden Medizinern gepflegt.

Hieraus resultiert ein umfangreiches Sortiment qualitativ hochwertigen Nahtmaterials für den Hautverschluss.

### Nicht resorbierbare Fäden

#### SERALON® (blau und ungefärbt)

Dieser nicht resorbierbare Polyamidfaden ist vergleichsweise zu sonstigem monofilen Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig. Außerdem besitzt der

Faden den für die Knotensicherheit wichtigen Schnüreffekt. Aufgrund seiner Handhabung ist SERALON® seit Jahrzehnten als Hautfaden gebräuchlich.

#### SUPRAMID (schwarz und ungefärbt)


SUPRAMID besitzt einen hervorragenden Knotensitz und wird wegen seiner reduzierten Kapillarität (ähnlich Monofilamenten) sehr geschätzt.

#### SERAPREN® (blau)

Dieser monofile, nicht resorbierbare Faden aus Polypropylen kann aufgrund seiner glatten, porenfreien Oberfläche für Hautnähte ebenfalls empfohlen werden.

#### SERALENE® (blau)

Wegen seiner glatten, porenfreien Oberfläche gewährleistet dieser nicht resorbierbare Faden ein optimales Gleitverhalten im Gewebe. PVDF ist eine dem PTFE verwandte Substanz.



## Resorbierbare Fäden

**SERAFIT® (violett und ungefärbt)/  
SERAPID® (ungefärbt)**

Diese Materialien sind geflochtene, resorbierbare Fäden aus Polyglykolsäure mit einer Spezialbeschichtung. Sie sind für den intracutanen Hautverschluss geeignet.

**SERASYNTH® (violett)**

Zur Familie der resorbierbaren Materialien zählt dieser Faden aus Polydioxanon. Das Monofilament zeichnet

sich durch seine hervorragende Gleitfähigkeit und hohe Linear- und Knotenreißkraft aus.

**SERAFAST® (violett und ungefärbt)**

Dieser synthetische und resorbierbare Faden aus Polyglykolsäure-Caprolacton ist monofil und besonders bei Indikationen mit kurzer Wundheilphase geeignet.


## Intracutannaht INCUTIFIX®

INCUTIFIX® Intracutannähte werden dort angewandt, wo es auf optimale kosmetische Ergebnisse ankommt. Sowohl an der Ein- wie auch an der Ausstichstelle wird der nicht resorbierbare, monofile


Faden mittels Clip fixiert. Der Faden verläuft parallel zur Oberfläche durch das Korium.

## Fäden

## Intracutannaht



INCUTIFIX® - eine wesentliche Vereinfachung der Fadensicherung intracutan gelegter Nähte durch spezielle Clips



SERAG-WIESSNER Nadeln aus 300er Stahl haben eine sehr hohe Duktilität und niedrige Einstechkräfte.

## Nadeln

Nadelbiegung

D =  $\frac{3}{8}$  kreisförmig

Nadelquerschnitt

S = schneidender Nadelkörper

Besondere Merkmale

S = schlanker Anschliff


Beispiel: DSS 18

$\frac{3}{8}$  kreisförmig


schneidender Nadelkörper

schlanker Anschliff

18 mm lang (gestreckte Länge)



■ Vergleichsprodukt 1  
 ■ Vergleichsprodukt 2  
 ■ SERAG-WIESSNER Nadeln aus 300er Stahl



## Nadeln

Bei unseren atraumatischen Nadeln handelt es sich um Edelstahl-nadeln mit hoher Biegefestigkeit und hervorragendem Durchstechvermögen, die ein sicheres und leichtes Arbeiten ermöglichen.

Die Bezeichnungen unserer atraumatischen Nadeln setzen sich aus einer Buchstaben-Zahlen-Kombination nach Empfehlungen des Technischen Ausschusses der Vereinigung der Hersteller von chirurgischem Nahtmaterial zusammen. Die ersten beiden Buchstaben kennzeichnen die Nadelbiegung und den Nadelquerschnitt. Folgt ein dritter bzw.

vierter Buchstabe, so bezieht sich dieser auf besondere Merkmale der Nadel. Die Zahl nach den Buchstaben gibt die Nadellänge in gestreckter Form an.

## Einstechverhalten

DSS-Nadeln, unsere beste Nadelgeneration für den Hautverschluß, verfügen über eine Spitze, die besonders scharf angeschliffen wird. Das bewirkt erheblich niedrigere Einstechkräfte und deutlich kleinere Stichkanäle als bei herkömmlichen Nadeln. Nebenstehende Abbildungen veranschaulichen entsprechende Vergleiche unseres Prüflabors.



▼ schneidender Nadelkörper



▼ schneidender Nadelkörper, mit Spezialspitze

Nadelbezeichnung

DS-10



Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERALON	7/0	0,5	1 x 0,50	24	-	VO051711
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO071711
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	VO073411
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO101711
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO103411
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO151711
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO153411

DS-12



SERAFIT	5/0	1	1 x 0,45	36	50101312	-
SERALENE	5/0	1	1 x 0,50	24	-	LO101712
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO151712
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO071712
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	VO073412
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO101712
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO103412
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO151712
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO153412
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO201712
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO203412
SERAPREN	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	CO071712
SUPRAMID	5/0	1	1 x 0,50	24	-	TO101712
SUPRAMID	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	TO151712

DS-15



SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,70	24	40153213	-
SERAFIT	6/0	0,7	1 x 0,45	36	50071313	-
SERAFIT	5/0	1	1 x 0,45	36	50101313	-
SERAFIT	5/0	1	1 x 0,70	36	-	60103213
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,45	36	50151313	-
SERALENE	5/0	1	1 x 0,50	24	-	LO101713
SERALENE	5/0	1	1 x 0,75	24	-	LO103413
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO151713
SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO201713
SERALENE	3/0	2	1 x 0,75	24	-	LO203413
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO071713
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	VO073413
SERALON	5/0	1	1 x 0,35	24	-	VO100613
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO101713
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO103413
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO151713
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO153413
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO201713
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	RO203413	VO203413
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO301713
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO303413
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151313	-
SERAPREN	5/0	1	1 x 0,50	24	-	CO101713
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	CO151713

Fortsetzung auf der nächsten Seite!

LIEFERPROGRAMM

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

Nadelbezeichnung

DS-18



Material	Fadenstärke / USP	Fadenstärke / EP	Fadenlänge / Meter	Abgabemenge / Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERASYNTH	5/0	1	1 x 0,70	24	-	90103213
SERASYNTH	4/0	1,5	1 x 0,70	24	-	90153213
SUPRAMID	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	TO071713
SUPRAMID	5/0	1	1 x 0,50	24	-	TO101713
SUPRAMID	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	TO151713
SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,50	24	-	TO201713
SERAFAST	5/0	1	1 x 0,45	24	40101314	-
SERAFAST	5/0	1	1 x 0,70	24	40103214	JO103214
SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,45	24	40151314	-
SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,70	24	40153214	-
SERAFAST	3/0	2	1 x 0,45	24	40201314	-
SERAFIT	5/0	1	1 x 0,45	36	50101314	-
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,45	36	50151314	60151314
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,70	36	50153214	60153214
SERAFIT	3/0	2	1 x 0,45	36	50201314	60201314
SERAFIT	3/0	2	1 x 0,70	36	50203214	60203214
SERAFIT	2/0	3	1 x 0,70	36	50303214	-
SERALENE	5/0	1	1 x 0,50	24	-	LO101714
SERALENE	5/0	1	1 x 0,75	24	-	LO103414
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO151714
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	LO153414
SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO201714
SERALENE	3/0	2	1 x 0,75	24	-	LO203414
SERALENE	2/0	3	1 x 0,50	24	-	LO301714
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO071714
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	VO073414
SERALON	5/0	1	1 x 0,35	24	-	VO100614
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO101714
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO103414
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,35	24	-	VO150614
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	RO151714	VO151714
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO153414
SERALON	3/0	2	1 x 0,35	24	-	VO200614
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	RO201714	VO201714
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	RO203414	VO203414
SERALON		2,5	1 x 0,75	24	-	VO253414
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO301714
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	RO303414	VO303414
SERALON	0	3,5	1 x 0,50	24	-	VO351714
SERALON	0	3,5	1 x 0,75	24	-	VO353414
SERAPID	5/0	1	1 x 0,45	36	30101314	-
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,45	36	30151314	-
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,70	36	30153214	-
SERAPID	3/0	2	1 x 0,45	36	30201314	-
SERAPID	3/0	2	1 x 0,70	36	30203214	-
SERAPID	2/0	3	1 x 0,45	36	30301314	-
SERAPREN	5/0	1	1 x 0,50	24	-	CO101714
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	CO151714
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	CO153414

Fortsetzung auf der nächsten Seite!

Nadelbezeichnung

Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,90	24	-	CO154414
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,50	24	-	CO201714
SERASYNTH	4/0	1,5	1 x 0,45	24	-	90151314
SERASYNTH	4/0	1,5	1 x 0,70	24	-	90153214
SERASYNTH	3/0	2	1 x 0,45	24	-	90201314
SERASYNTH	2/0	3	1 x 0,45	24	-	90301314
SUPRAMID	5/0	1	1 x 0,50	24	-	TO101714
SUPRAMID	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	TO151714
SUPRAMID	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	TO153414
SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,35	24	-	TO200614
SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,50	24	SO201714	TO201714
SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,75	24	-	TO203414
SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,50	24	SO301714	TO301714

4 x  
DS-18  
Multipack



SERALON	4/0	1,5	4 x 0,50	12	-	VO152014
---------	-----	-----	----------	----	---	----------

DS-21



SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO201797
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO151797
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO153497
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO201797
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO203497
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO301797
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO303497
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,75	24	-	CO203497
SERAPREN	2/0	3	1 x 0,75	24	-	CO303497

DS-25



SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,70	24	40153215	-
SERAFAST	3/0	2	1 x 0,70	24	40203215	JO203215
SERAFAST	2/0	3	1 x 0,70	24	40303215	-
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,45	36	50151315	-
SERAFIT	3/0	2	1 x 0,70	36	50203215	60203215
SERAFIT	2/0	3	1 x 0,70	36	50303215	60303215
SERAFIT	2/0	3	1 x 0,90	36	-	60304415
SERAFIT	0	3,5	1 x 0,90	36	-	60354415
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO151715
SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO201715
SERALENE	3/0	2	1 x 0,75	24	-	LO203415
SERALENE	2/0	3	1 x 0,50	24	-	LO301715
SERALENE	2/0	3	1 x 0,75	24	-	LO303415
SERALENE	0	3,5	1 x 0,75	24	-	LO353415
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO101715
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO103415
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO151715
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO153415
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO201715
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO203415
SERALON	3/0	2	1 x 0,90	24	-	VO204415
SERALON		2,5	1 x 0,50	24	-	VO251715

Fortsetzung auf der nächsten Seite!

LIEFERPROGRAMM

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

Nadelbezeichnung

	Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
	SERALON		2,5	1 x 0,75	24	-	VO253415
	SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO301715
	SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO303415
	SERALON	0	3,5	1 x 0,50	24	-	VO351715
	SERALON	0	3,5	1 x 0,75	24	-	VO353415
	SERALON	1	4	1 x 0,50	24	-	VO401715
	SERALON	1	4	1 x 0,75	24	-	VO403415
	SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,70	36	30153215	-
	SERAPID	3/0	2	1 x 0,45	36	30201315	-
	SERAPID	3/0	2	1 x 0,70	36	30203215	-
	SERAPID	2/0	3	1 x 0,45	36	30301315	-
	SERAPID	2/0	3	1 x 0,70	36	30303215	-
	SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	CO151715
	SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	CO153415
	SERAPREN	3/0	2	1 x 0,50	24	-	CO201715
	SERAPREN	3/0	2	1 x 0,75	24	-	CO203415
	SERAPREN	2/0	3	1 x 0,50	24	-	CO301715
	SERAPREN	2/0	3	1 x 0,75	24	-	CO303415
	SERASYNTH	3/0	2	1 x 0,70	24	-	90203215
	SERASYNTH	2/0	3	1 x 0,70	24	-	90303215
	SERASYNTH	0	3,5	1 x 0,45	24	-	90351315
	SERASYNTH	0	3,5	1 x 0,70	24	-	90353215
	SUPRAMID	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	TO151715
	SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,50	24	-	TO201715
	SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,75	24	-	TO203415
	SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,50	24	-	TO301715
	SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,75	24	SO303415	TO303415
	SUPRAMID	0	3,5	1 x 0,50	24	-	TO351715
	SUPRAMID	0	3,5	1 x 0,75	24	SO353415	TO353415
	SUPRAMID	1	4	1 x 0,50	24	-	TO401715
	SUPRAMID	1	4	1 x 0,75	24	SO403415	TO403415
	SERAFIT	2/0	3	1 x 0,70	36	-	60303216
	SERAFIT	0	3,5	1 x 0,70	36	50353216	60353216
	SERALENE	0	3,5	1 x 0,50	24	-	LO351716
	SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO151716
	SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO201716
	SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO203416
	SERALON		2,5	1 x 0,75	24	-	VO253416
	SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO301716
	SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO303416
	SERALON	0	3,5	1 x 0,50	24	-	VO351716
	SERALON	0	3,5	1 x 0,75	24	-	VO353416
	SERALON	0	3,5	1 x 0,90	24	-	VO354416
	SERAPID	2/0	3	1 x 0,70	36	30303216	-
	SERAPID	0	3,5	1 x 0,70	36	30353216	-
	SERAPREN	3/0	2	1 x 0,75	24	-	CO203416
	SERAPREN	2/0	3	1 x 0,75	24	-	CO303416
	SERAPREN	0	3,5	1 x 0,50	24	-	CO351716

DS-30



Fortsetzung auf der nächsten Seite!



Nadelbezeichnung

Material  
Fadenstärke/USP  
Fadenstärke/EP  
Fadenlänge/Meter  
Abgabemenge/Stück  
Bestell-Nummer  
ungefärbt  
Bestell-Nummer  
gefärbt

SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,75	24	-	TO203416
SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,50	24	-	TO301716
SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,75	24	-	TO303416
SUPRAMID	0	3,5	1 x 0,50	24	-	TO351716
SUPRAMID	0	3,5	1 x 0,75	24	-	TO353416

4 x  
DS-30  
Multipack



SERALON	3/0	2	4 x 0,50	12	-	VO202016
SUPRAMID	0	3,5	4 x 0,50	12	-	TO352016

DS-35



SERAFIT	2/0	3	1 x 0,70	36	-	60303217
SERAFIT	0	3,5	1 x 0,70	36	-	60353217

SERAPID	2/0	3	1 x 0,70	36	30303217	-
---------	-----	---	----------	----	----------	---

SERAPREN	2/0	3	1 x 0,75	24	-	CO303417
SERAPREN	0	3,5	1 x 0,75	24	-	CO353417

SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,50	24	-	TO201717
SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,50	24	-	TO301717
SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,75	24	-	TO303417
SUPRAMID	0	3,5	1 x 0,50	24	-	TO351717
SUPRAMID	0	3,5	1 x 0,75	24	-	TO353417
SUPRAMID	1	4	1 x 0,75	24	-	TO403417

SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO201717
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO203417
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO301717
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO303417
SERALON	0	3,5	1 x 0,50	24	-	VO351717
SERALON	0	3,5	1 x 0,75	24	-	VO353417
SERALON	1	4	1 x 0,50	24	-	VO401717

DSS-8



SERALENE	7/0	0,5	1 x 0,50	24	-	LO05171Z
----------	-----	-----	----------	----	---	----------

SERALON	7/0	0,5	1 x 0,50	24	-	VO05171Z
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO07171Z

SERASYNTH	6/0	0,7	1 x 0,45	24	-	9007131Z
-----------	-----	-----	----------	----	---	----------

DSS-10



SERAFIT S	6/0	0,7	1 x 0,50	36	5007171S	-
SERAFIT S	5/0	1	1 x 0,45	36	5010131S	-

SERALENE	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	LO07171S
----------	-----	-----	----------	----	---	----------

SERALON	7/0	0,5	1 x 0,50	24	-	VO05171S
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO07171S
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO10171S

SERAPID	6/0	0,7	1 x 0,45	36	3007131S	-
SERAPID	6/0	0,7	1 x 0,70	36	3007321S	-

SERAPREN	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	CO07171S
----------	-----	-----	----------	----	---	----------

SERASYNTH	6/0	0,7	1 x 0,45	24	-	9007131S
-----------	-----	-----	----------	----	---	----------

SUPRAMID	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	TO07341S
----------	-----	-----	----------	----	---	----------

LIEFERPROGRAMM

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

# LIEFERPROGRAMM

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

Nadelbezeichnung

DSS-13



Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERAFAST	5/0	1	1 x 0,45	24	4010131L	-
SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,45	24	4015131L	-
SERAFIT	6/0	0,7	1 x 0,45	36	5007131L	6007131L
SERAFIT	6/0	0,7	1 x 0,70	36	-	6007321L
SERAFIT	5/0	1	1 x 0,45	36	5010131L	6010131L
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,45	36	5015131L	6015131L
SERALENE	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	LO07171L
SERALENE	5/0	1	1 x 0,50	24	-	LO10171L
SERALENE	5/0	1	1 x 0,75	24	-	LO10341L
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO15171L
SERALON	7/0	0,5	1 x 0,50	24	-	VO05171L
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO07171L
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	VO07341L
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	RO10171L	VO10171L
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO10341L
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO15171L
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO15341L
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO20171L
SERAPID	5/0	1	1 x 0,45	36	3010131L	-
SERAPID	5/0	1	1 x 0,70	36	3010321L	-
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131L	-
SERAPID	3/0	2	1 x 0,45	36	3020131L	-
SERAPREN	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	CO07171L
SERAPREN	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	CO07341L
SERAPREN	5/0	1	1 x 0,50	24	-	CO10171L
SERAPREN	5/0	1	1 x 0,75	24	-	CO10341L
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	CO15171L
SERASYNTH	5/0	1	1 x 0,45	24	-	9010131L
SERASYNTH	4/0	1,5	1 x 0,45	24	-	9015131L
SUPRAMID	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	TO07171L
SUPRAMID	5/0	1	1 x 0,50	24	-	TO10171L

DSS-15



SERAFIT	5/0	1	1 x 0,45	36	5010131T	
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,45	36	-	6015131T
SERALENE	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	LO07171T
SERALENE	5/0	1	1 x 0,50	24	-	LO10171T
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO15171T
SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO20171T
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,50	24	-	VO07171T
SERALON	6/0	0,7	1 x 0,75	24	-	VO07341T
SERALON	5/0	1	1 x 0,35	24	-	VO10061T
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO10171T
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO10341T
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	RO15171T	VO15171T
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO15341T
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	RO20171T	VO20171T
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO20341T

Fortsetzung auf der nächsten Seite.



Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131T	-
SERAPREN	5/0	1	1 x 0,50	24	-	CO10171T
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	CO15171T
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,50	24	-	CO20171T
SERASYNTH	5/0	1	1 x 0,45	24	-	9010131T
SUPRAMID	5/0	1	1 x 0,50	24	-	TO10171T
SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,45	24	4015131M	-
SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,70	24	4015321M	-
SERAFAST	3/0	2	1 x 0,45	24	4020131M	-
SERAFIT	4/0	1,5	1 x 0,45	36	5015131M	6015131M
SERAFIT	3/0	2	1 x 0,45	36	5020131M	6020131M
SERAFIT	3/0	2	1 x 0,70	36	5020321M	-
SERALENE	5/0	1	1 x 0,50	24	-	LO10171M
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	LO15171M
SERALENE	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	LO15341M
SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO20171M
SERALENE	3/0	2	1 x 0,75	24	-	LO20341M
SERALENE	2/0	3	1 x 0,50	24	-	LO30171M
SERALENE	2/0	3	1 x 0,75	24	-	LO30341M
SERALON	5/0	1	1 x 0,35	24	-	VO10061M
SERALON	5/0	1	1 x 0,50	24	-	VO10171M
SERALON	5/0	1	1 x 0,75	24	-	VO10341M
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO15171M
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO15341M
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO20171M
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO20341M
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO30171M
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO30341M
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,45	36	3015131M	-
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,70	36	3015321M	-
SERAPID	3/0	2	1 x 0,45	36	3020131M	-
SERAPID	3/0	2	1 x 0,70	36	3020321M	-
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	CO15171M
SERAPREN	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	CO15341M
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,50	24	-	CO20171M
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,75	24	-	CO20341M
SERASYNTH	4/0	1,5	1 x 0,45	24	-	9015131M
SERASYNTH	3/0	2	1 x 0,45	24	-	9020131M
SERASYNTH	2/0	3	1 x 0,45	24	-	9030131M
SUPRAMID	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	TO15171M
SUPRAMID	3/0	2	1 x 0,50	24	-	TO20171M

# LIEFERPROGRAMM

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

Nadelbezeichnung

DSS-21



Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO15172N
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO15342N
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO20172N
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO20342N

DSS-24



SERAFAST	4/0	1,5	1 x 0,45	24	4015131N	-
SERAFAST	3/0	2	1 x 0,45	24	4020131N	-
SERAFAST	3/0	2	1 x 0,70	24	4020321N	-
SERAFIT	3/0	2	1 x 0,45	36	5020131N	-
SERAFIT	2/0	3	1 x 0,45	36	5030131N	-
SERALENE	3/0	2	1 x 0,50	24	-	LO20171N
SERALENE	3/0	2	1 x 0,75	24	-	LO20341N
SERALENE	2/0	3	1 x 0,50	24	-	LO30171N
SERALENE	2/0	3	1 x 0,75	24	-	LO30341N
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,50	24	-	VO15171N
SERALON	4/0	1,5	1 x 0,75	24	-	VO15341N
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO20171N
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO20341N
SERALON		2,5	1 x 0,50	24	-	VO25171N
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO30171N
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO30341N
SERALON	0	3,5	1 x 0,50	24	-	VO35171N
SERALON	0	3,5	1 x 0,75	24	-	VO35341N
SERAPID	4/0	1,5	1 x 0,70	36	3015321N	-
SERAPID	3/0	2	1 x 0,70	36	3020321N	-
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,50	24	-	CO20171N
SERAPREN	3/0	2	1 x 0,75	24	-	CO20341N
SERAPREN	2/0	3	1 x 0,50	24	-	CO30171N
SERAPREN	2/0	3	1 x 0,75	24	-	CO30341N
SUPRAMID	2/0	3	1 x 0,50	24	-	TO30171N

DSS-30



SERALENE	2/0	3	1 x 0,75	24	-	LO30341P
SERALON	3/0	2	1 x 0,50	24	-	VO20171P
SERALON	3/0	2	1 x 0,75	24	-	VO20341P
SERALON	2/0	3	1 x 0,50	24	-	VO30171P
SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO30341P
SERALON	0	3,5	1 x 0,50	24	-	VO35171P
SERALON	0	3,5	1 x 0,75	24	-	VO35341P
SERAPREN	0	3,5	1 x 0,75	24	-	CO35341P

DSS-40



SERALON	2/0	3	1 x 0,75	24	-	VO30341Q
---------	-----	---	----------	----	---	----------

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!

Nadelbezeichnung		Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer gefärbt
<b>INTRACUTANNAHT incutifix®</b>							
DS-15		SERALON incutifix	4/0	1,5	1 x 0,50	12	VW151713
		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	VW201713
DS-18		SERALENE incutifix	4/0	1,5	1 x 0,50	12	LW151714
		SERALENE incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	LW201714
		SERALENE incutifix	2/0	3	1 x 0,50	12	LW301714
		SERALON incutifix	4/0	1,5	1 x 0,50	12	VW151714
		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	VW201714
		SERAPREN incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	CW201714
DS-25		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	VW201715
		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,75	12	VW203415
		SERALON incutifix	2/0	3	1 x 0,50	12	VW301715
		SERALON incutifix	2/0	3	1 x 0,75	12	VW303415
		SERAPREN incutifix	2/0	3	1 x 0,50	12	CW301715
DS-30		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	VW201716
DSS-13		SERALON incutifix	5/0	1	1 x 0,50	12	VW10171L
DSS-18		SERALENE incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	LW20171M
		SERALENE incutifix	2/0	3	1 x 0,50	12	LW30171M
		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	VW20171M
		SERAPREN incutifix	4/0	1,5	1 x 0,50	12	CW15171M
		SERAPREN incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	CW20171M
		SERAPREN incutifix	3/0	2	1 x 0,75	12	CW20341M
DSS-24		SERALENE incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	LW20171N
		SERALON incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	VW20171N
		SERALON incutifix	2/0	3	1 x 0,50	12	VW30171N
		SERAPREN incutifix	3/0	2	1 x 0,50	12	CW20171N
		SERAPREN incutifix	3/0	2	1 x 0,75	12	CW20341N
		SERAPREN incutifix	2/0	3	1 x 0,75	12	CW30341N
GS-45		SERALON incutifix	2/0	3	1 x 0,50	12	VW301735


Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!

**LIEFERPROGRAMM**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

# LIEFERPROGRAMM



FADEN OHNE NADEL  
RESORBIERBAR



Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
SERAFIT	5/0	1	3 x 0,45	24	5N101200	6N101200
SERAFIT	4/0	1,5	3 x 0,45	24	5N151200	6N151200
SERAFIT	3/0	2	3 x 0,45	24	5N201200	6N201200
SERAFIT	2/0	3	3 x 0,45	24	5N301200	6N301200
SERAFIT	0	3,5	3 x 0,45	24	5N351200	6N351200
SERAFIT	1	4	3 x 0,45	24	-	6N401200
SERAFIT	4/0	1,5	6 x 0,45	24	5N151500	6N151500
SERAFIT	3/0	2	6 x 0,45	24	5N201500	6N201500
SERAFIT	2/0	3	6 x 0,45	24	5N301500	6N301500
SERAFIT	0	3,5	6 x 0,45	24	5N351500	6N351500
SERAFIT	1	4	6 x 0,45	24	5N401500	6N401500
SERAFIT	3/0	2	12 x 0,45	24	-	6N207400
SERAFIT	2/0	3	12 x 0,45	24	-	6N307400
SERAFIT	0	3,5	12 x 0,45	24	-	6N357400
SERAFIT	1	4	12 x 0,45	24	-	6N407400
SERAFIT	4/0	1,5	2 x 0,70	12	-	6N157200
SERAFIT	3/0	2	2 x 0,70	12	-	6N207200
SERAFIT	2/0	3	2 x 0,70	12	-	6N307200
SERAFIT	0	3,5	2 x 0,70	12	-	6N357200
SERAFIT	1	4	2 x 0,70	12	-	6N407200
SERAFIT	4/0	1,5	5 x 0,70	12	-	6N157500
SERAFIT	3/0	2	5 x 0,70	12	-	6N207500
SERAFIT	2/0	3	5 x 0,70	12	-	6N307500
SERAFIT	0	3,5	5 x 0,70	12	-	6N357500
SERAFIT	1	4	5 x 0,70	12	-	6N407500





SERAPID	4/0	1,5	3 x 0,45	24	3N151200	-
SERAPID	3/0	2	3 x 0,45	24	3N201200	-
SERAPID	2/0	3	3 x 0,45	24	3N301200	-
SERAPID	0	3,5	3 x 0,45	24	3N351200	-
SERAPID	4/0	1,5	6 x 0,45	24	3N151500	-
SERAPID	3/0	2	6 x 0,45	24	3N201500	-
SERAPID	2/0	3	6 x 0,45	24	3N301500	-
SERAPID	0	3,5	6 x 0,45	24	3N351500	-
SERAPID	1	4	6 x 0,45	24	3N401500	-
SERAPID	2/0	3	2 x 0,70	12	3N307200	-
SERAPID	0	3,5	2 x 0,70	12	3N357200	-
SERAPID	1	4	2 x 0,70	12	3N407200	-
SERAPID	1	4	5 x 0,70	12	3N407500	-

	Material	Fadenstärke/USP	Fadenstärke/EP	Fadenlänge/Meter	Abgabemenge/Stück	Bestell-Nummer ungefärbt	Bestell-Nummer gefärbt
	SERALON	5/0	1	3 x 0,50	24	-	VN101900
	SERALON	4/0	1,5	3 x 0,50	24	-	VN151900
	SERALON	3/0	2	3 x 0,50	24	-	VN201900
	SERALON	2/0	3	3 x 0,50	24	-	VN301900
	SERALON	4/0	1,5	5 x 0,50	24	-	VN152100
	SERALON	3/0	2	5 x 0,50	24	-	VN202100
	SERALON	2/0	3	5 x 0,50	12	-	VN302100
	SERALON	4/0	1,5	10 x 0,50	24	-	VN152300
	SERALON	3/0	2	10 x 0,50	24	-	VN202300
	SERALON	1	4	2 x 0,75	24	-	VN403500
	SUPRAMID	3/0	2	3 x 0,50	24	-	TN201900
	SUPRAMID	2/0	3	3 x 0,50	24	SN301900	TN301900
	SUPRAMID	0	3,5	3 x 0,50	24	-	TN351900
	SUPRAMID	1	4	3 x 0,50	12	SN401900	-
	SUPRAMID	4/0	1,5	5 x 0,50	24	-	TN152100
	SUPRAMID	3/0	2	5 x 0,50	24	-	TN202100
	SUPRAMID	2/0	3	5 x 0,50	12	SN302100	-
	SUPRAMID	0	3,5	5 x 0,50	12	SN352100	-
	SUPRAMID	1	4	5 x 0,50	12	-	TN402100
	SUPRAMID	3/0	2	10 x 0,50	24	-	TN202300

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!

LIEFERPROGRAMM

FADEN OHNE NADEL /  
NICHT RESORBIERBAR


	SERALON	5/0	1	1 x 100	1	-	VD108000
	SERALON	4/0	1,5	1 x 100	1	-	VD158000
	SERALON	3/0	2	1 x 100	1	-	VD208000
	SERALON		2,5	1 x 100	1	-	VD258000
	SERALON	2/0	3	1 x 100	1	-	VD308000
	SERALON	0	3,5	1 x 100	1	-	VD358000
	SERALON	1	4	1 x 100	1	-	VD408000
		SUPRAMID	5/0 <sup>1</sup>	1	1 x 100	1	-
SUPRAMID		4/0	1,5	1 x 100	1	-	TC158000
SUPRAMID		3/0	2	1 x 100	1	-	TC208000
SUPRAMID		2/0	3	1 x 100	1	-	TC308000
SUPRAMID		0	3,5	1 x 100	1	-	TC358000
SUPRAMID		1	4	1 x 50	1	-	TC408400


Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!

FADEN OHNE NADEL / NICHT RESORBIERBAR  
GROSSPACKUNGEN





SERAG-WIESSNER KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)