



Medline International Germany GmbH
 Medline-Straße 1 - 3
 47533 Kleve, Deutschland

Tel: +49 (0)2821-7510-0
 Fax: +49 (0)2821 7510-7802

www.medline.eu/de



Technisches Datenblatt

Chirurgischer Rasierer mit Einweg-Klingen Ergosafe

Der chirurgische Rasierer wird zur Haarentfernung im Operationsgebiet vor der Operation verwendet.

DYND70800EU – Chirurgischer Rasierer und Ladegerät, EU-Stecker

DYND70800UK – Chirurgischer Rasierer und Ladegerät, UK-Stecker

DYND70801EU – Chirurgischer Rasierer

DYND70802EU – Ladegerät, EU Stecker

DYND70802UK – Ladegerät, UK Stecker

Artikelnummer(n)

Beschreibung

Artikelnummern	CUB1 – Universal Ergosafe-Klinge	CNB2 - Schmale Ergosafe-Klinge	CCB3 - Grobe Ergosafe-Klinge
Empfohlene Verwendung	Körperbehaarung allgemein	Urologie, Geburtshilfe, Gynäkologie	Neurochirurgie, Thoraxchirurgie
Körperbereiche	Ganzer Körper	Genitalbereich, empfindliche Bereiche	Kopfhaare und kräftiges Haar
Ladezeit des Rasierers	12 Stunden (Elektromagnetisch, NiMH Akku)		
Laufzeit bei vollständig geladenem Akku	90 - 120 Minuten ununterbrochene Laufzeit		
Wasserfestigkeit	In Wasser oder nicht korrodierende Desinfektionslösungen bis zu einem Meter bis zu 30 Minuten eintauchbar.		
Reinigung und Desinfektion	Seife und Wasser - Wischdesinfektion / Antimikrobielle Seife Mit heißem oder kaltem Wasser abspülen und dann trocknen		

Lagerungsempfehlung

Temperatur: - 10 °C bis + 60 °C
 Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 100 %
 Atmosphärischer Druck: 500 hPa – 1060 hPa

Basismaterialien

Chirurgische Rasierer: Polyoxymethylen (POM)
 Rasierer Ladegerät: ABS
 Klingen: Polyoxymethylen und Edelstahl
 Alle Produkte enthalten keine Phthalate. Latexfrei

Packfaktor

Klingen: 1 Stück / Blister, 50 Stück pro Box
 Chirurgischer Rasierer: 1 Stück / Box

Hersteller

Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 - EN ISO 13485:2016

Qualitätsrichtlinien

Konform gemäß Medizinprodukte-Richtlinie 2017/745 und IEC 60601-1, IPX7
 Klasse : I
Bitte lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung des Produkts vor der Verwendung gründlich und aufmerksam durch.

